

iOS デバイスでスイッチを使用するための設定について

1. 新しくスイッチを設定する場合

設定 → 一般 → アクセシビリティ → スイッチコントロール → スイッチ → 新しいスイッチを追加 → 外部 → フックプラスやでき ipad につないだスイッチを押してアクティベートする

※接続するスイッチがなくても画面が触れればそれがスイッチ操作代わりになります

設定 → 一般 → アクセシビリティ → スイッチコントロール → スイッチ → 新しいスイッチを追加 → 画面 → フルスクリーン → 項目を選択 をタップする

2. 自動ハイライトでスイッチを使う場合

設定 → 一般 → アクセシビリティ → スイッチコントロール → ハイライトの種類 → 自動ハイライト

※手動ハイライトは2つのスイッチを使用する場合に設定可能

※単一スイッチステップハイライトは、自動ハイライトでスキャンが先に進んでしまうことにストレスを感じる方などに対して、スキャンも自分のスイッチ操作で全部行ないたい場合に使用する。

3. スイッチコントロールを解除したい、再び ON にしたい場合

ホームボタンを素早くトリプルタッチすると画面表示されるのでそこからタップする。

<スイッチコントロールのその他の主な設定>

①スキャンの時間を変えたい→「自動ハイライトの時間」を変更する

②最初にスイッチを押した後にもう少し間をあけたい→「最初の項目で一時停止」を ON

③一連のスキャンの回数を設定する→「繰り返し」で回数を設定

④筋緊張でスイッチを数回続けて押してしまい、2回目以降は無視したい場合→「保続継続時間」で時間を設定。その時間よりも長く入力した場合に入力処理され、それよりも短い場合は無視される。

「繰り返しを無視」もここで設定した時間内に複数回スイッチを押しても1回の入力としてしか処理されない。

⑤スキャンのハイライトを項目ごとでなく、ブロックごとにハイライトさせたい→「項目をグループ化」を ON にする

その他：

yahoo その他のネット画面などスキャン方式では時間が掛り、なおかつ目的の所にスキャンがなかなか行ってくれない場合→ハイライトメニュー（黒地に白の選択画面のことです）からポイントモードを選択し、縦ライン・横ラインで目的の箇所にカーソルが行くように操作します。

iOS のアクセシビリティはとても高機能なのでここに挙げたものは一部に過ぎません。こんな便利な機能がありますよということがあれば情報交換してさらに使いやすいものにしていきましょう！